



ATPCD/SUR



GOVERNO DE
**SANTA
CATARINA**
SECRETARIA DA SAÚDE

Serviço de Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias

INSUMOS ESTOMIA RESPIRATÓRIA

CÓDIGO SES/SC Almoxarifado

123960001



**DESCRITIVO
RESUMIDO**

**LARINGE
ELETRÔNICA**

INDICAÇÕES

Indicado para reabilitação vocal. O paciente poderá se comunicar com outras pessoas apenas articulando a boca.



CÓDIGO SES/SC Almoxarifado

123960002



**DESCRITIVO
RESUMIDO**

KIT PRÓTESE FONATORIA
COM ITENS DE CIRURGIA
PARA PRIMEIRA
COLOCAÇÃO

INDICAÇÕES

Kit Cirúrgico para implante de primeira colocação da prótese.
Indicada para reabilitação vocal. A prótese é alocada através de
uma fístula confeccionada na mucosa traqueoesofágica.

CÓDIGO SES/SC Almoxarifado

123960003



**DESCRITIVO
RESUMIDO**

KIT PRÓTESE PARA
TROCA COM
INTRODUTOR
PLÁSTICO.


INDICAÇÕES

Kit para efetuar a troca da prótese em pacientes que já possuem o implante da prótese. O procedimento poderá ser realizado em ambulatório e o kit vem pré-montado.



CÓDIGO SES/SC Almoxarifado

123960004



**DESCRITIVO
RESUMIDO**

KIT PLUG E ESCOVA

INDICAÇÕES

Plug – Usar em situações de emergência na contenção de vazamentos pelo centro da prótese até a efetivação da troca.

Inclui escova - para limpeza e manutenção.

CÓDIGO SES/SC Almoxarifado

123960005



**DESCRITIVO
RESUMIDO**

DISPOSITIVO DE
LIMPEZA DA PROTESE

INDICAÇÕES

Auxiliar na limpeza da prótese com jato de ar e/ou uso de água. Ajuda na eficiência da limpeza diminuindo o risco de vazamento pelo centro da válvula.

CÓDIGO SES/SC Almoxarifado

123960007



**DESCRIPTIVO
RESUMIDO**

**CÂNULA DE
TRAQUEOSTOMIA
COM OU SEM
FENESTRAS**

INDICAÇÕES

Para manter a abertura do traqueostoma. Pode ser utilizado para fixar um Provox HME (filtro). O LaryTube é perfeito para utilização do Provox HME imediatamente após a cirurgia de laringectomia, utilização do HME durante a radioterapia e utilização do HME em paciente com pele sensível.

Tamanhos disponíveis - Diâmetro externo de 12/13,5/15/17 mm e comprimento de 27/36/55 mm



GOVERNO DE
**SANTA
CATARINA**
SECRETARIA DA SAÚDE

CÓDIGO SES/SC Almoxarifado

123960008



**DESCRITIVO
RESUMIDO**

CÂNULA CURTA DE
TRAQUEOSTOMIA
TIPO BUTTON DE SILICONE.

INDICAÇÕES

Cânula curta de estoma em silicone para manter a abertura do traqueostoma.
Pode ser utilizado para fixar um HME (filtro).

É indicado para paciente laringectomizado com uma prega de pele
circunferencial à volta do traqueostoma (também denominado “lábio”)
paciente com pele sensível. Tamanhos disponíveis - Diâmetro externo de

12/14/16/18 mm e comprimento 8/18mm

CÓDIGO SES/SC Almoxarifado

123960009



**DESCRITIVO
RESUMIDO**

**PROTETOR DE
ESTOMA PARA BANHO**

INDICAÇÕES

Colar cervical protetor de traqueostomia para ser usado durante o banho.



CÓDIGO SES/SC Almoxarifado

123960010

Flexiderm



StabiliBase



Optiderm



XtraBase



**DESCRITIVO
RESUMIDO**

**ADESIVO PARA
TRAQUEOSTOMIA**

INDICAÇÕES

Adesivo hipoalergênico, revestimento destacável e adaptador para conexão dos dispositivos permutadores de calor e umidade (HME). Para estomas, planos, intermediários, profundos e pacientes com pele sensível.



CÓDIGO SES/SC Almoxarifado

123960011



**DESCRITIVO
RESUMIDO**

FILTRO E PERMUTADOR DE
CALOR UMIDADE (HME)

INDICAÇÕES

Filtro usado para reabilitação pulmonar. Mantém os pulmões saudáveis umedecendo, aquecendo e filtrando o ar que o paciente respira, facilita a oclusão do estoma para falar com o uso da prótese fonatória e diminui o risco de contaminação pela oclusão.



ATPCD/SUR

Serviço de Atenção as Pessoas com Estomias

ostomizadosur@saude.sc.gov.br

48 3664-7213



GOVERNO DE
**SANTA
CATARINA**
SECRETARIA DA SAÚDE

